

**Unitol**<sup>®</sup>  
*l'isolante*

**ISOPRAIM**<sup>®</sup>  
*un isolante  
multiple applicazioni*



**PERIDENT DENTAL PRODUCTS s.r.l.**

Via del Fornaccio, 46/F - località Vallina - 50012 Bagno a Ripoli  
FIRENZE (ITALIA) Tel. (+39) 055 69 65 40



**PERIDENT DENTAL PRODUCTS**

[www.perident.it](http://www.perident.it)

[info@perident.it](mailto:info@perident.it)

## un solo isolante per molteplici applicazioni

**Isopraim** è un isolante multiuso a base siliconica ad alto grado di separazione.

Un prodotto che vanta sette applicazioni specifiche, garantendo all'odontotecnico esigente il massimo risultato finale.

### per separare :

- gesso - gesso
- gesso - cera
- gesso - silicone
- cera - cera
- cera - metallo
- silicone - silicone
- silicone - polietere



Separazione di muffole e realizzazione di modelli pindex



Colatura di impronte con ricostruzione di falsa gengiva



Modellazione di cappette di abutement preformati



art. 107 - Isopraim flacone da 280 ml

### Vantaggi :

- ottima stendibilità
- non forma spessore
- asciuga rapidamente
- non lascia residui
- eccellente distaccabilità tra le parti
- privo di alcool e solventi

## l'isolante per gesso - resina

**Unifol** è un film isolante a base di alginato ed olii emulsionati dalle eccezionali proprietà distaccanti.

Impiegato su modello a caldo, come a freddo, consente di creare una efficace barriera tra gesso e resina, senza alterare il risultato cromatico.

### per separare :

- gesso - resina



art. 101 - Unifol flacone da 450 ml  
art. 103 - Unifol confezione tripla ( 3 flaconi x 450 ml )

### Vantaggi :

- semplifica e riduce il lavoro di smuffolatura
- riduce i tempi di finitura e lucidatura
- non lascia residui e non crea spessore
- lascia le superfici lisce e pulite



Resine acriliche con tecnica della muffola: protesi mobile, ponti e corone



Resine a freddo, resine composite nella tecnica di polimerizzazione con apparecchi idropneumatici



Materiali fotopolimerizzabili